

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tornado-lab.pro-solution.ru | эл. почта: tornado@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Лабораторный шкаф вытяжной профильный ШВ-203НОО



Комплектация:

- 3 электророзетки на 220 В;
- освещение камеры с выключателем на передней панели;
- автомат отключения электропитания.

Артикул составляется по следующему правилу: ШВ-203 + материал столешницы + материал вытяжной камеры + исполнение подъемного крана + исполнение электрики

Наименование товара

Шкафы вытяжные панельные с экраном из оргстекла

Материал

Исполнение О - для работы в средах средней агрессивности

Лабораторный шкаф ШВ-203КГОО

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАОО

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТОО

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКОО

Лабораторный шкаф ШВ-203НОО

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВОО

Керамогранит

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный пластик "TopLab"

Эпоксидный композит (Durcon китайский)

Сталь нержавеющая

Лабораторный пластик Flab+

Исполнение Н - для работы в средах повышенной агрессивности

Лабораторный шкаф ШВ-203КНО

Лабораторный шкаф ШВ-203КГНО

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАНО

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТНО

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКНО

Лабораторный шкаф ШВ-203ННО

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВНО

Керамическая плитка

Керамогранит

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный пластик "TopLab"

Эпоксидный композит (Durcon китайский)

Сталь нержавеющая

Лабораторный пластик Flab+

Шкафы вытяжные панельные с экраном из триплекса с противовесом

Исполнение О - для работы в средах средней агрессивности

Лабораторный шкаф ШВ-203КГОТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАОТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТОТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКОТ

Лабораторный шкаф ШВ-203НОТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВОТ

Керамогранит

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный пластик "TopLab"

Эпоксидный композит (Durcon китайский)

Сталь нержавеющая

Лабораторный пластик Flab+

Исполнение Н - для работы в средах повышенной агрессивности

Лабораторный шкаф ШВ-203КГНТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАНТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТНТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКНТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ННТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВНТ

Керамогранит

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный пластик "TopLab"

Эпоксидный композит (Dugson китайский)

Сталь нержавеющая

Лабораторный пластик Flab+

Исполнение П - для работы в средах высокой агрессивности

Лабораторный шкаф ШВ-203КГПТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАПТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТПТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКПТ

Лабораторный шкаф ШВ-203НПТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВПТ

Керамогранит

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный пластик "TopLab"

Эпоксидный композит (Dugson китайский)

Сталь нержавеющая

Лабораторный пластик Flab+

Исполнение ТЕФЛОН

Лабораторный шкаф ШВ-203КТТ

Лабораторный шкаф ШВ-203КГТТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАТТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТТТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКТТ

Лабораторный шкаф ШВ-203НТТ

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВТТ

Керамическая плитка

Керамогранит

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный пластик "TopLab"

Эпоксидный композит (Dugson китайский)

Сталь нержавеющая

Лабораторный пластик Flab+

Исполнение ДК - для работы в средах высокой агрессивности (Дюркон китайский)

Лабораторный шкаф ШВ-203КГДКТ

Керамогранит

Лабораторный шкаф ШВ-203ПАДКТ

Лабораторный пластик Flab

Лабораторный шкаф ШВ-203ПТДКТ

Лабораторный пластик "TopLab"

Лабораторный шкаф ШВ-203ДКДКТ

Эпоксидный композит (Durcon китайский)

Лабораторный шкаф ШВ-203НДКТ

Сталь нержавеющая

Лабораторный шкаф ШВ-203ПВДКТ

Лабораторный пластик Flab+

ВЫТЯЖНАЯ КАМЕРА (зависимо от категории проводимых работ, вторая буква в артикуле ШВ-203-КГ**ОТ**):

О – для работы в средах средней агрессивности – сталь листовая, окрашенная полимерной порошковой краской;

Н – для работы в средах повышенной агрессивности – сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т окрашенная полимерной эпоксидной порошковой краской;

П и Д – для работы в средах высокой агрессивности – полипропилен и «DURCON».

ПОДЪЕМНЫЙ КРАН (третья буква в артикуле ШВ-203-КГ**ОТ**):

Т – стекло покрытое ударопрочной пленкой с системой противовесов,

О – листовое оргстекло, с фиксированной установкой на различной высоте.

ЭЛЕКТРИКА (ШВ-203-КГ**ОТ** или ШВ-203-КГ**ОТ-В**):

() – обычное исполнение,

(-В) – взрывобезопасное исполнение

Дополнительно:

— комплект сантехники (малая или большая мойки, кран холодной воды со штуцером или смеситель);

— краны для подвода газа, вакуума;

— дистанционная регулировка с передней панели водой, газом и т.п.;

- комплектация гофротрубой и вентиляционным блоком для принудительной вытяжки (предприятие-производитель рекомендует для эффективной работы использовать стационарную вытяжную систему, вентиляционный блок не является её адекватной заменой);
- возможность изготовления во взрывозащищённом исполнении (без розеток).

Вытяжная камера – прочная металлическая панельная конструкция; оборудована вытяжкой из рабочей зоны, вытяжкой с уровня рабочей поверхности и вытяжкой из тумбы.

Характеристики

Бренд:	ТорнадоЛаб
Глубина, мм:	740
Высота, мм:	2100
Серия:	ШВ
Комплектация:	С мойкой
Тип установки:	Напольный
Количество полок:	2
Ширина, мм:	1935
Количество дверей:	4
Материал обшивки:	Водозащищенность
Количество экранов:	С двумя экранами
Количество ящиков:	0
Материал каркаса:	Металл
Материал столешницы:	Сталь нержавеющая (При выборе другого материала цена может меняться)
Материал двери:	Металлические